

JUMPER

Technology Driven
Maternal and Child Health



Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
D Building No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan
Shenzhen Guangdong, China


JUMPER JPD-300P



Kablolu
Problar



WiFi
Altyapısı



Sesli ve Görsel
Alarmlar



Klinik Olay
İşaretleyici



12.1" TFT
LCD Ekran



DENİZLER MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.
K.Bakkalköy Mah. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3 Ataşehir/ İstanbul, Türkiye
Telefon: +90216 577 52222 Fax: +90216 577 5225 Mail: info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com



2000 SAAT
Veri Kaydı




EN AZ 4 SAAT
Batarya Ömrü




KABLOSUZ & KABLOLU
Merkezi Monitör Sistemi (Opsiyonel)

BREAKPOINT ÖLÇÜM FONKSİYONU
Merkezi Monitör Bağlantısında Kötü Altyapı Nedeniyle Veri Kaybını Önler



SELF TEST

Her Ekipman Modülüne Rutin Self-Test Gerçekleştirebilirsiniz




PUANLAMA SİSTEMİ

Fischer ve Krebs Sistemini Destekler




FETAL AKUSTİK STİMÜLATÖR (PATENTLİ)

FHR Probunda Bulunan Bu Özellik İle Uykuda Olan Fetüsü Uyararak Test Sürecini Hızlandırabilirsiniz



TERMAL YAZICI


112/152 mm Kağıtları Destekler



EKRAN & ARAYÜZ



BigFont



Standart



Veri İnceleme & Seçim (30 dk Monitörizasyon)



USB PORT

Veri Aktarımı ve Yazılım Güncellemesi



LAN PORT

Merkezi Monitör Sistemi Kablolu Bağlantı

KONFIGÜRASYON

STANDART

FHR
TOCO
FM



(3'ü 1 Arada Prob, Opsiyonel)



(Wifi, Opsiyonel)



(Trolley, Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran Özellikleri

| | |
|--------------|----------------------|
| Ekran | TFT LCD Renkli Ekran |
| Ekran Boyutu | 12.1" |

Ölçüler

| | |
|-------------|--------------------|
| Boyut (UGY) | 355 x 340 x 106 mm |
| Net Ağırlık | 4 kg |

Termal Yazıcı

| | |
|---------------|---------------------------|
| Kağıt | 112 / 152 mm Termal Kağıt |
| Yazdırma Hızı | 1, 2, 3 cm/dk |

TOCO

| | |
|-----------------|---------------|
| Ölçüm Aralığı | 0 - 100 birim |
| Non-Lineer Hata | ± 10% |

Ultrason

| | |
|------|---|
| Prob | Multi-Kristal, Pulsed Doppler, Yüksek Hassasiyet |
|------|---|

Güç < 5 mW/cm²

Hassasiyet ± 1bpm

Frekans 1.0 MHz ±5%

Sinyal İşleme Özel DSP Sistemi ve
Modern Tanıma

Ölçüm Aralığı 50 - 210 bpm

FM Modu

Fetal Hareket Manuel & Otomatik

Alarm Aralığı

| | |
|----------------|---------------------------|
| Yüksek Limit | 160 / 170 / 180 / 190 bpm |
| Düşük Limit | 90 / 100 / 110 / 120 bpm |
| Maks. Ses Gücü | 1.5 W |

Güç Kaynağı

| | |
|--------------|--------------|
| Voltaj | AC100 - 240V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Batarya | 14.8V Li-Ion |
| Güç Tüketimi | <20 W |

Çevre

Çalışma Ortamı

| | |
|-------------------|------------|
| Sıcaklık | 5-40 °C |
| Nem | < 85% |
| Atmosferik Basınç | 86-106 kPa |

Transfer ve Depo

| | |
|-------------------|------------|
| Sıcaklık | -10-55 °C |
| Nem | < 85% |
| Atmosferik Basınç | 86-106 kPa |

