

MUAYENE LAMBALARI

KS-R01
KAFA LAMBASI





KS-R01 KAFA LAMBASI

Gelişmiş LED teknolojisi - Beyaz, homojen ışık, tüm cerrahi uygulamalar için idealdir.

Koaksiyel Aydınlatma - KBB ve diş uygulamaları için ideal olan boşlukların gölgesiz aydınlatılması. Tüm uyumlu büyüteçlerle mükemmel eş eksenli görüntüleme.

Kompakt, hafif- Mükemmel konfor sağlar.

Alüminyum gövde - Kompakt ve uzun ömürlü. Isı oluşumunu azaltır. Temizlemesi kolay.

Görüş açısının bireysel olarak ayarlanması - Her durum için doğru açı.

Ayarlanabilir Başlık
Yükseklği

Elle Ayarlanabilir
Aydınlatma Armatürü

Ayarlanabilir
Başlık Çapı



Opsiyonel Batarya
Yuvası

Batarya Üzerinden
Dijital Parlaklık Kontrolü

İŞIK KAYNAĞI

Tek LED

LED GÜCÜ

5W

LED ÖMRÜ

En az 50.000 saat

İŞIK KUVVETİ

10.000 - 50.000 lux

ÇALIŞMA MESAFESİ

200 - 500 mm

AYDINLATMA SPOT ÇAPI

25-110 mm

PARLAKLIK KONTROLÜ

LCD Ekranlı Dijital Kontrol Ünitesi

BAŞLIK MALZEMESİ

ALuminyum

BAŞLIK BOYU

42 mm

BAŞLIK ÇAPI

16 mm

BATARYA

Tek / Çift (Opsiyonel)

BATARYA KAPASİTESİ

1.800 mAh

BATARYA ŞARJ SÜRESİ / ÖMRÜ

2-3 Saat / 5-12 Saat

OPSİYONEL

Loop: M250 2.5x, M350 3.5x, M450 2.5x-3.5x, M-4X, K-4X, K-5X, K-6X





KS-R01

KAFA LAMBASI



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com